


# CONAIR® Flex

## Pain Relief



## User Guide


**INCLUDES IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING DEVICE. SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

Thank you for your purchase. We want you to be completely satisfied with the quality and performance of this product. Our goal is to discover new products for your health. We strive to provide exceptional customer service.

Conair Corporation

### I. Product Description

The Conair® Flex Pain Relief is a flexible, infrared light device for therapeutic healing. It delivers infrared light to tissues resulting in therapeutic effects. The device contains infrared 880nm and Red 660nm LEDs. Treatment time is controlled by the operator. Recommended treatment time should last 14 - 25 minutes on any one particular part of the body.



### II. The Conair® Flex Pain Relief Indications for Use

The Conair® Flex Pain Relief is intended for the relaxation of muscles and relief of muscle spasms; relief of minor muscle and joint aches, pain and stiffness associated with arthritis, and to increase local blood circulation.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN; DO NOT USE ON CHILDREN.
3. The device is not to be used on or by an invalid, a paralyzed person, a sleeping or unconscious person, a person with diabetes, or a person with poor blood circulation. – Do not use on areas of sensitive skin and areas that do not have sensation.
4. Temperatures sufficiently high to cause burns may result from improper use of this device. Check skin under device frequently to avoid burning and blistering.
5. Do not use in an oxygen-enriched environment or near equipment that stores or emits oxygen.
6. Do not use pins or other metallic means to fasten device in place under any conditions of use.
7. Do not sit on or against or crush device—avoid sharp folds.
8. Never pull the device by the line cord. Do not use the cord as a handle.
9. The device does not include moisture resistant. Do not use while bathing or in the shower. Use only in a dry area. If any signs of deterioration (such as checking, blistering, or cracking) are visible, the device should not be used. Discard the device immediately.
10. Do not use on an infant or an animal.
11. Do not tamper with device in any way. There are no user-serviceable parts. If for any reason they do not function satisfactorily, return them to place of purchase. No repairs should be attempted by the consumer.
12. Do not use the device with liniment, salve, or ointment preparations that contain heat-producing ingredients. Skin burns could result.
13. Loop cord loosely when storing. Tight wrapping may damage cord and internal parts.
14. Do not put the device in the microwave.
15. Do not leave the device unattended, especially if children are present.
16. Do not use device underneath bedcover or other types of blankets.

17. Keep the device away from heated surfaces.
18. When not in use this device should be kept in a cool, dark, dry place, preferably in the
19. This is not a toy. Do NOT allow children to touch or play it.
20. Do not use the unit on an open wound, as heat may increase circulation and cause bleeding.
21. Do not use over thyroid gland (the neck area) if the user has been diagnosed with or has thyroid problems. No clinical data is available to support use for patients with thyroid gland
22. This product contains neoprene. If you are allergic to neoprene, do not use this product consulting a physician.
23. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use at recommended by Conair.
24. Do not use outdoors.
25. Light may bring hurt to eyes. Do NOT look directly at the light of the LED.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### III. Warnings

1. The Conair® Flex Pain Relief is an electrical device. To avoid electrical shock:
  - a. Do not wash the unit with water.
  - b. Do not touch the plug or device with wet hands.
  - c. Do not touch unit to wet skin.
  - d. Do not use if cord or plug appears to be damaged.
  - e. Do not use the unit if it has been damaged, torn, or has come in contact with
  - f. Do not pull, lift, or carry unit by the power cord.
2. Do not operate the unit in areas where flammable or combustible products or vapors may be present. Explosion or fire may occur.
3. Do not allow children to use – this is not a toy. Do not leave small children unattended close to unit.
4. Not to be used by disabled, sleeping or unconscious persons.
5. Do not use with liniments, salves or ointments that contain heat-producing ingredients. A skin burn could result.

a cool, dark, dry place, preferably in the original carton. Do not use this product without first reading the instructions.

It may increase circulation and cause bleeding. If the user has been diagnosed with or suspects a thyroid gland problem, do not use this product without first reading the instructions.

Do not use attachments not described in this manual. Do not use attachments not described in this manual.

Use only with the supplied adapter. Do not use attachments not described in this manual.

# INSTRUCTIONS

Use only with the supplied adapter. Do not use attachments not described in this manual.

Do not use attachments not described in this manual.

Do not use attachments not described in this manual.

Do not use attachments not described in this manual.


Do not use attachments not described in this manual.

Do not use attachments not described in this manual.

## V. Product Details

The Conair® Flex Pain Relief comes completely assembled and ready to use. Your box will include the following:

1. Conair® Flex Pain Relief Flex Pad (soft neoprene)
2. Conair® Flex Pain Relief adjustable hook and loop support straps (2)
3. AC adapter with USB Port
4. User Guide and Operating Manual
5. ON/OFF Switch



## VI. Assembly Instructions

1. Attach hook and loop straps to back of pad.
2. Adjust hook and loop length to comfortably fit desired body area (back, leg, arm, etc.) for treatment.
3. Place Conair® Flex Pain Relief on body and secure hook and loop strap.
4. Insert USB plug from pad into any USB port or into the provided USB adaptor.
5. Plug adaptor into electrical outlet.
6. Press ON/OFF switch to the on position to start device.
7. Move ON/OFF switch to the off position to stop device.

## VII. Instructions for Use

1. Place Conair® Flex Pain Relief on body and secure hook and loop straps.
2. Insert USB plug from pad into any USB port or into the provided USB adaptor.
3. Plug adaptor into electrical outlet.
4. Press ON/OFF switch to the ON position to start device.
5. You can only see the Red LEDs; the others are in the infrared light spectrum and can't be seen with the human eye.
6. Treatment time is 20 minutes. The device may be used multiple times per day.
7. Move ON/OFF switch to the OFF position to stop device.

## VIII. Technical Specifications

- Model No: HP11FQ
- ONLY USE SUPPLIED USB adaptor.
- Device includes ON/OFF switch; all settings are set at the factory.
- The Conair® Flex is NOT user serviceable.
- Operating Temperature: 0°C to +27°C (32°F – 80°F)
- Relative Humidity: 85%
- Storage Temperature Range: -30°C to +55°C (-22°F to +130°F)
- Wavelengths: Infrared LED 880nm, RED LED 660nm
- Power: DC5V 1A

## IX. Cleaning Instructions

Clean LEDs monthly with mild soap and water. Do not use alcohol or other solvents.

## X. Frequently Asked Questions

- Q: How long before I can expect to see results?  
 A: Every person and every pain is different. Some people may see results immediately, while others may take several days to see results.
- Q: The system gets warm. Is it safe?  
 A: The infrared LEDs cause the heat. The system is designed to handle this.
- Q: Do the LEDs ever need to be replaced?  
 A: The LEDs are designed to last for the life of the device.
- Q: Are there other accessories available?  
 A: Yes. You can purchase additional accessories.

## XI. Disclaimer

This product is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. It is not a medical device.

## XII. Equipment

- Type BF Patient-Applicator
- Ordinary Equipment (not Class II)
- Equipment not suitable for use in the presence of flammable anesthetics
- Complies to EMC Standard EN 60601-1-2
- Complies to Medical Electrical Safety Standard IEC 60601-1

## IX. Cleaning Instructions

Clean LEDs monthly with rubbing alcohol and cotton cloth. Allow system to cool before applying rubbing alcohol. Allow alcohol to dry before use.

## X. Frequently Asked Questions

- Q: How long before I can expect results?  
 A: Every person and every pain is unique. Many people will experience reduced pain after their first use, for others it could take continual use for a week or more.
- Q: The system gets warm. Is that ok?  
 A: The infrared LEDs cause the system to warm the skin. This is normal, and the system is designed to handle this.
- Q: Do the LEDs ever need to be replaced?  
 A: The LEDs are designed to last years for the average consumer.
- Q: Are there other accessories for my system?  
 A: Yes. You can purchase accessories and replacement parts directly from Conair Corporation, Inc.

## XI. Disclaimer

This product is not intended to diagnose, cure or prevent disease. Conair Corporation, Inc. makes no claims, representations or warranties regarding the ability of this product to cure any physical, skin, or mental conditions. A qualified health professional should be consulted with regard to any condition requiring medical attention.

## XII. Equipment Classification

- Type BF Patient-Applied Part
- Ordinary Equipment (not protected against harmful ingress of moisture)
- Equipment not suitable for use with flammable anesthetics
- Complies to EMC Standard IEC 60601-1-2
- Complies to Medical Electrical Equipment Safety Standard 60601-1-1

## XIII. Warning Symbols

*Attention  
Consult  
Accompanying  
Documents*



The operator must read, understand, and follow all instructions in the accompanying documents, including all warnings, cautions, and precautions before using the medical device.

*Type BF  
Equipment*



This symbol indicates that the patient-applied part is Type BF (floating from electrical ground), which offers a specific level of safety.

*Standby/On*



This symbol indicates that the switch electronically cycles the DC power ON and OFF for part of the equipment.  
 NOTE: To disconnect the power, unplug from electrical outlet.

## XIV. Limited One-Year Warranty

Conair Corporation, Inc. warrants that your product (Conair® Flex Pain Relief) will be free from defects in materials and workmanship for one year from the date of purchase by the original owner and is not assignable or transferable to another party.  
 The product must be used in a manner as presented in this user guide and only with the provided power supply.

### ***What to Do if I Need This Warranty Service?***

To initiate warranty service, please contact Customer Service to receive an RMA (Return Merchandise Authorization) and further instructions. Proof of original purchase is required.

### ***How to Register Warranty?***

Conair, Inc. warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase by the original owner. This warranty covers the original purchaser only and is not assignable or transferable to another party. Register your warranty online at [conair.com/registration](http://conair.com/registration)

## XV. FCC MARKINGS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Please register this product at  
[www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)**

### **SERVICE CENTER CONAIR CORPORATION**

Service Department  
 150 Milford Road  
 East Windsor, NJ 08520

### **CONAIR CORPORATION**

Service Department  
 7475 N. Glen Harbor Blvd.  
 Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2017 CONAIR CORPORATION  
 East Windsor, NJ 08520  
 Glendale, AZ 85307

17PA030136  
 Model HP11FQ

# CONAIR® Flex

## Equipo del alivio del dolor



## Manual de uso

**INCLUYE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Gracias por su compra. Queremos que esté completamente satisfecho/a con la calidad y el rendimiento de este producto. Nuestro objetivo es descubrir nuevos productos para su salud. Nos esforzamos por proporcionar un servicio al cliente excepcional.

Conair Corporation

### I. Descripción del producto

El equipo de alivio del dolor Conair® Flex es un equipo emisor de luz infrarroja flexible que aplica luz infrarroja a los tejidos, dando lugar a efectos terapéuticos. El equipo contiene diodos emisores de luz (LED) que generan luz infrarroja de 880 nm y luz roja de 660 nm. El operador/usuario controla el tratamiento. Se recomienda tratamientos individuales (en áreas distintas del cuerpo) de 14 a 25 minutos.



### II. Indicaciones de uso del equipo de alivio del dolor Conair® Flex

El equipo de alivio del dolor Conair® Flex está destinado a relajar los músculos, aliviar los espasmos musculares, los dolores musculares y articulares leves, el dolor y la rigidez asociados con la artritis, y aumentar a la circulación de la sangre al nivel local.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

**PELIGRO** — Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica e incendio, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
2. NO LO USE MIENTRAS DUERME. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO LO USE EN NIÑOS.
3. Este artefacto no debe ser usado por o en personas con ciertas discapacidades, personas dormidas o inconscientes, o personas que padecen de diabetes o problemas de circulación. No lo use en áreas sensibles o insensibles.
4. El uso incorrecto de este artefacto puede provocar quemaduras; revise la piel con frecuencia para evitar las quemaduras/ampollas.
5. No lo utilice en un ambiente enriquecido con oxígeno o cerca de equipo que almacena o produce oxígeno.
6. Nunca use afilieres ni otros sujetadores metálicos para sujetar este artefacto.
7. No se siente encima del artefacto, ni lo aplaste; no lo doble con fuerza.
8. Nunca jale el artefacto por el cable eléctrico. No agarre ni transporte el artefacto por el cable.
9. Este artefacto no es resistente a la humedad; no lo use en el baño o la ducha. Utilícelo únicamente en un lugar seco. En caso de daño visible (rasgadura, ampolla, rajadura), no use el artefacto; deséchelo inmediatamente.
10. No lo use en bebés o animales.
11. No intente modificar el artefacto. No contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Si no funciona correctamente, regrese a un centro de servicio autorizado; no trate de repararlo.
12. No utilice este artefacto con linimentos, bálsamos o ungüentos que contengan ingredientes caloríferos; esto puede causar quemaduras.
13. Enrolle el cable sin apretar alrededor del artefacto para guardarlo. Enrollar el cable con fuerza puede dañar el cable y los componentes internos del artefacto.

14. No meta el artefacto en el microondas.
15. Nunca descuide/deje el artefacto sin vigilancia, especialmente en la presencia de niños.
16. No utilice el artefacto debajo de una colcha u otro tipo de cubrecama.
17. Mantenga el artefacto alejado de superficies calientes.
18. Cuando no lo usa, guarde este artefacto en un lugar seco, fresco y oscuro, prefe en la caja original.
19. Este producto no es un juguete; NO permita que los niños lo toquen o jueguen con él.
20. No lo use en heridas abiertas, ya que el calor puede aumentar la circulación de causa pérdida de sangre.
21. No lo use en la tiroidea (el área del cuello) si ha sido diagnosticado con problema o si sospecha que tiene problemas de tiroideas. No hay datos clínicos disponibles para el uso de este artefacto en personas con problemas de tiroideas.
22. Este producto contiene neopreno. Si usted es alérgico/a al neopreno, no utilice el artefacto sin antes consultar a un médico.
23. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solo las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por Conair.
24. No lo utilice en exteriores.
25. La luz puede hacer daño a los ojos. NO mire directamente las luces LED.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCION

### III. Advertencias

1. El equipo de alivio del dolor Conair® Flex es un artefacto eléctrico. Para evitar el descarga eléctrica:
  - a. No lave la unidad con agua.
  - b. No agarre el enchufe o la unidad con las manos mojadas.
  - c. No permita que la unidad toque la piel mojada.
  - d. No utilice la unidad si el cable parece dañado.
  - e. No utilice la unidad si se ha dañado, roto o ha estado en contacto con agua.
  - f. No jale, levante ni cuelgue el aparato del cable.
2. No haga funcionar la unidad en áreas donde productos o vapores inflamables o pueden estar presentes; esto puede provocar una explosión o un incendio.
3. No permita que niños utilicen este aparato; no es un juguete. No deje a los niños vigilancia cerca de la unidad.
4. Este artefacto no debe ser usado por o en personas discapacitadas, dormidas o caloríferos; esto podría causar quemaduras.
5. No utilice este artefacto con linimentos, bálsamos o ungüentos que contengan ir caloríferos; esto podría causar quemaduras.

ncia, especialmente en la presencia de niños.  
a u otro tipo de cubrecama.  
es calientes.  
n un lugar seco, fresco y oscuro, preferiblemente

a que los niños lo toquen o jueguen con él.  
lor puede aumentar la circulación de la sangre y

si ha sido diagnosticado con problemas de tiroides  
. No hay datos clínicos disponibles para apoyar el  
nas de tiroides.

es alérgico/a al neopreno, no utilice este producto  
pósito para el cual fue diseñado y solamente según  
ndados por Conair.

e directamente las luces LED.

## S INSTRUCCIONES

as un artefacto eléctrico. Para evitar el riesgo de

s manos mojadas.  
mojada.  
añado.  
o o ha estado en contacto con agua.  
al cable.

de productos o vapores inflamables o combustibles  
ocar una explosión o un incendio.

3; no es un juguete. No deje a los niños pequeños sin

personas discapacitadas, dormidas o inconscientes.  
álamos o ungüentos que contengan ingredientes  
as.

## IV. Precauciones

1. Consulte a su médico antes de usar este producto, especialmente si:
  - está embarazada;
  - está tomando medicamentos que pueden causar sensibilidad a la luz;
  - tiene o sospecha que tiene lesiones cancerosas; y/o
  - ha tenido una inyección de esteroides recientemente o usa esteroides tópicos.

2. Puede que las personas con enfermedades de la piel o las personas que usan aspirina, ibuprofeno y otros medicamentos similares para el manejo del dolor experimenten un leve "brote" de sus síntomas. En caso de que esto suceda, deje de usar el equipo de alivio del dolor Conair® Flex y consulte a su médico.

3. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar el equipo de alivio del dolor Conair® Flex.
4. No lo use en bebés.
5. En caso de incomodidad, o si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este artefacto, interrumpa el uso y consulte a su médico.
6. Utilícelo solamente con el adaptador provisto.

7. Desconecte el aparato cuando no está en uso para evitar el riesgo de tropiezo.


8. No jale el cable para desenchufar el aparato; agarre el enchufe.

9. No lo use por más de 40 minutos continuos en una sesión de terapia.

## V. Detalles del producto

El equipo de alivio del dolor Conair® Flex viene completamente ensamblado y listo para su uso. La caja incluye lo siguiente:

1. Almohadilla flexible de neopreno suave Conair® Flex
2. Correas velcro ajustables Conair® Flex (2)
3. Adaptador AC con puerto USB
4. Guía/Manual de uso
5. Botón de encendido/apagado



Debido a las mejoras continuas en nuestros productos, el producto comprado puede diferir ligeramente del producto ilustrado.

## VI. Instrucciones de ensamblaje

1. Sujete las correas velcro a la parte trasera de la almohadilla flexible.
2. Ajuste las correas a la longitud deseada dependiendo del área del cuerpo que desea tratar (espalda, pierna, brazo, etc.)
3. Posicione la almohadilla en el área deseado y sujete las correas velcro.
4. Conecte el cable USB a un puerto USB o al adaptador USB provisto.
5. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
6. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición "ON" para encender el artefacto.
7. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición "OFF" para apagar el artefacto.

## VII. Instrucciones de uso

1. Posicione la almohadilla en el área deseado y sujete las correas velcro.
2. Conecte el cable USB a un puerto USB o al adaptador USB provisto.
3. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
4. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición "ON" para encender el artefacto.
5. Nota: solamente podrá ver las luces LED rojas; las luces infrarrojas son visibles al ojo humano.
6. Tiempo del tratamiento: 20 minutos. Nota: el tratamiento se puede repetir varias veces al día.
7. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición "OFF" para apagar el artefacto.

## VIII. Especificaciones técnicas

- Modelo: HP11FQ
- ÚSELO SOLAMENTE CON EL ADAPTADOR USB PROVISTO.
- El artefacto solamente incluye un botón de encendido/apagado; todos los ajustes han sido fijados en la fábrica y no pueden cambiarse.
- Conair® Flex NO contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario.
- Temperatura de operación: 0°C a 27°C (32°F a 80°F)
- Humedad relativa: 85 %
- Temperatura de almacenaje mínima/máxima: -30°C a 55°C (-22°F a 130°F)
- Longitudes de onda: luces infrarrojas: 880 nm; luces rojas: 660 nm
- Potencia: 5 V DC, 1 A

## IX. Instrucción

Una vez al mes, limpie la isopropílico. Asegúrese que el alcohol se seque

## X. Preguntas fi

Pregunta: ¿Qué tan pront  
Respuesta: Cada persona  
después del primer trata  
semana o más antes de v

Pregunta: El artefacto se  
Respuesta: Las luces LEI  
sistema está diseñado pa

Pregunta: ¿Se deben ree  
Respuesta: Las luces LEI

Pregunta: ¿Hay otros acc  
Respuesta: Sí. Puede co

## XI. Exención c

Este producto no está de Corporation, Inc. no hace a la capacidad de este pr consultar a un profesional atención médica.

## XII. Clasificaci

- Tipo BF (parte aplicada)
- Equipo ordinario (no pro
- Equipo no adecuado pa
- Cumple con los estándar IEC 60601-1-2
- Cumple con los estándar

## IX. Instrucciones de limpieza

Una vez al mes, limpie las luces LED con un paño de algodón humedecido con alcohol isopropílico. Asegúrese de que las luces están completamente frías antes de limpiarlas. Permita que el alcohol se seque antes de usar el artefacto.

## X. Preguntas frecuentes

**Pregunta:** ¿Qué tan pronto se puede esperar resultados?

**Respuesta:** Cada persona y cada dolor son únicos. Muchas personas notan un alivio del dolor después del primer tratamiento; otras personas necesitan usar el producto continuamente por una semana o más antes de ver resultados.

**Pregunta:** El artefacto se pone caliente. ¿Esto es normal?

**Respuesta:** Las luces LED infrarrojas causan un calentamiento de la piel. Esto es normal, y el sistema está diseñado para esto.

**Pregunta:** ¿Se deben reemplazar las luces LED?

**Respuesta:** Las luces LED están diseñadas para durar por años en condiciones normales de uso.

**Pregunta:** ¿Hay otros accesorios para el sistema?

**Respuesta:** Sí. Puede comprar accesorios y repuestos directamente de Conair Corporation, Inc.


## XI. Exención de responsabilidad

Este producto no está destinado a diagnosticar, curar o prevenir enfermedades. Conair Corporation, Inc. no hace ninguna afirmación o declaración, ni da ninguna garantía con respecto a la capacidad de este producto para curar cualquier condición física, cutánea o mental. Se debe consultar a un profesional de la salud calificado con respecto a cualquier condición que requiera atención médica.

## XII. Clasificación del equipo

- Tipo BF (parte aplicada al paciente)
- Equipo ordinario (no protegido contra la entrada perjudicial de humedad)
- Equipo no adecuado para su uso con anestésicos inflamables
- Cumple con los estándares establecidos en la norma de compatibilidad electromagnética IEC 60601-1-2
- Cumple con los estándares de la norma 60601-1-1 (Seguridad de los Equipos Médicos Eléctricos)

## XIII. Símbolos de advertencia



El operador/usuario debe leer, entender y seguir todas las instrucciones en la documentación adjunta, incluyendo todas las advertencias y precauciones, antes de usar el dispositivo médico.



Este símbolo indica que la parte del producto aplicada al paciente es del tipo BF (flotante, es decir aislada de todas las otras partes del equipo y sin conexión a tierra), lo que ofrece un nivel más alto de seguridad.



Este símbolo indica que el interruptor interrumpe automáticamente la corriente hacia parte del equipo.  
NOTA: para cortar la electricidad, desconecte el cable de la toma de corriente.

## XIV. Garantía limitada de un año

Conair Corporation, Inc. garantiza este producto (cinturón de alivio del dolor Conair® Flex) contra todo defecto de materiales o fabricación durante un año después de la fecha de compra original por el propietario original. Esta garantía no es atribuible ni transferible a otra parte.

El producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones incluidas en este manual de instrucciones y solamente con el cable provisto.

### ¿Cómo conseguir servicio de garantía?

Para iniciar el servicio de garantía, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente para recibir una autorización de devolución de mercancía y otras instrucciones. Se requiere una prueba de compra original.

### ¿Cómo registrar el producto?

Conair, Inc. garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante un año después de la fecha de compra original por el propietario original. Esta garantía es para el comprador original solamente; no es atribuible ni transferible a otra parte. Para registrar su producto, visite: [conair.com/registration](http://conair.com/registration)

## XV. AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
- Consultar al distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda. rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

**Para registrar su producto, visítenos en [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)**

**CENTROS DE SERVICIO CONAIR CORPORATION**  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520

**CONAIR CORPORATION**  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

Visítenos en [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2017 CONAIR CORPORATION  
East Windsor, NJ 08520  
Glendale, AZ 85307

17PA030136  
Modelo HP11FQ